

FICHE TECHNIQUE

Mallette ultra rigide Fluke CXT1000



DIMENSIONS

34,3 cm x 46,5 cm x 17,8 cm
(13,5 po x 18,3 po x 7 po)

PROFONDEUR D'ÉTANCHÉITÉ

0,9 m (3 pi)

CERTIFICATIONS DE SÉCURITÉ

IP67, conforme RoHS

GARANTIE

Coque de la mallette garantie à vie

Mallette ultra rigide CXT1000 avec compartiments en mousse prêts-à-assembler

Le CXT1000 est une mallette ultra rigide qui reçoit tous vos outils et accessoires de test Fluke. Configurez les cubes de mousse pour stocker, protéger et transporter vos outils de test.

- Quasi indestructible, la mallette ultra rigide propose des caractéristiques innovantes, ainsi qu'une solidité et une durabilité inégalées.
- Protection optimale de vos outils et accessoires de test Fluke contre les chocs et les vibrations.
- Étanche jusqu'à 0,9 m de profondeur.
- Hermétique et conçue pour résister aux conditions les plus sévères.
- Idéale pour les déplacements en avion grâce à la soupape d'équilibrage automatique de pression qui permet de palier les variations de pression atmosphérique.
- Loquets à ressort avec système de verrouillage en phase d'être brevetés.
- Connecteur à cadenas pour plus de sécurité.
- 2 pièces de mousse à personnaliser vous offrent une solution sur mesure pour vos outils et accessoires Fluke.
- Superposable et dotée de rainure latérale pour faciliter sa manipulation et son transport.



Reçoit vos accessoires, caméras thermiques, multimètres, pinces multimètre et bien d'autres outils Fluke. N'oubliez pas le deuxième module de rangement destiné à recevoir tous vos outils.

Informations relatives aux commandes

Fluke CXT1000 Mallette ultra rigide

Contient : Mallette rigide avec deux modules en mousse et un séparateur